

Tampons gaze sur bâtonnet bois 220 mm paquet de 25

Tampons gaze pour le nettoyage vaginal ou désinfection orale, non tissé, avec bâtonnet en bois. Livraison 24/48h.



Référence :TA 02173

Prix :7,00€

DESCRIPTION

Tampons gaze sur bâtonnet bois 220 mm paquet de 25

Tampon gaze destiné au nettoyage vaginal ou désinfection orale, non tissé (67% viscose et 33% polyester) avec bâtonnet en bois de 220 mm. Les bords du tissu sont tournés à l'intérieur et gardés avec l'aide d'un anneau élastique en silicone. Conditionné par 25 dans des paquets en plastique.

Les privilèges PMD Médical :

Livraison :

24/48h

Conditions SAV :

Vous disposez d'[un droit de rétractation de 15 jours](#) à compter du jour de la livraison.

Références :

Réf article

PMD Médical

TA 02173

Réf fabricant

Bastos Viegas

2173

[Lien vers la fiche du produit](#)