

### **Tube connecteur oxygène Airvie**

Tube connecteur pour le raccord à une source d'oxygène ou d'air, en PVC avec godet femelle à chaque extrémité. Longueur 2,10 m. Livraison 24/48h.



**Référence :**OX 9114

**Prix :**2,20€

#### **DESCRIPTION**

#### **Tube connecteur oxygène Airvie**

Tube connecteur permettant le raccord entre une source d'oxygène ou d'air et son site d'utilisation. Tuyau en PVC de grade médical muni de 1 godet femelle à chaque extrémité pour une connexion aux embouts mâles concernés. Longueur : 2,10 m.

## **Les privilèges PMD Médical :**

### **Livraison :**

24/48h

### **Conditions SAV :**

Vous disposez d'un [droit de rétractation de 15 jours](#) à compter du jour de la livraison.

## **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

### **Précaution d'emploi :**

Ne pas utiliser en cas d'endommagement de l'emballage.

### **Références :**

Réf article

PMD Médical

OX 9114

Réf fabricant

Peters

40111720

[Lien vers la fiche du produit](#)