

DESCRIPTION

Dermatoscope HEINE DELTAone, petit, léger et mobile

- ° Gain de temps grâce à la fonction « Toggle » qui permet de passer d'un éclairage polarisé à un éclairage non polarisé sans changer l'embout de contact
- ° Design en angle pour une excellente prise en main
- ° Champ de vision optimal 30 mm avec une optique achromatique d'une très grande netteté, lentille 32 mm
- ° Excellent rendu des couleurs grâce aux leds HQ
- ° 3 niveaux d'intensité lumineuse
- ° Grossissement de 10x
- ° Rechargeable par câble USB avec bloc d'alimentation fourni ou chargeur de table en option
- ° Coques Iphone pour prise de photo disponibles en option ou adaptateur universel pour smartphones
- ° Application DERM HEINE téléchargeable sur Apple Store ou Android
- ° Garantie 5 ans



LES MODÈLES

Réf	Modèle
DE 23028	Dermatoscope HEINE DELTA30

Accessoire

DE 99212	Chargeur de table
----------	-------------------

LIENS À CONNAÎTRE

Vidéo



Page produit

[Delta 30 - Dermatoscope - Ø32mm - Heine](#)

Articles

[DELTA 30: Utilisation du dermatoscope HEINE avec le Dr Ovtchinnikoff](#)