



## DESCRIPTION

### Dermatoscope HEINE DELTAone, petit, léger et mobile

- ° Gain de temps grâce à la fonction « Toggle » qui permet de passer d'un éclairage polarisé à un éclairage non polarisé sans changer l'embout de contact
- ° Champ de vision de 21 mm avec une optique achromatique d'une très grande netteté, lentille 22 mm
- ° Excellent rendu des couleurs grâce aux leds HQ
- ° 3 niveaux d'intensité lumineuse
- ° Grossissement de 10x
- ° Rechargeable par câble USB avec bloc d'alimentation fourni
- ° 2 coloris au choix, noir ou blanc
- ° Coques Iphone pour prise de photo disponibles en option ou adaptateur universel pour smartphones
- ° Application DERM HEINE téléchargeable sur Apple Store ou Android
- ° Garantie 5 ans

## LES MODÈLES

Réf	Modèle
DE 21028	Dermatoscope HEINE DELTAone - Noir
DE 21128	Dermatoscope HEINE DELTAone - Blanc



## LIENS À CONNAÎTRE

### Vidéo



### Page produit

[DELTAone - Dermatoscope de Poche - Ø21 mm - Heine](#)

### Articles

[DELTAone, Découverte du Dermatoscope de Poche](#)

