



DESCRIPTION

Dermatoscope DermLite DL3N, plus performant que jamais.

DermLite DL3N : Dermatoscope de poche, compatible avec les appareils photographiques, conçu pour visualiser les lésions cutanées avec un agrandissement et une netteté élevés.

- Lumière polarisée et non polarisée,
- Dermatoscope sans contact,
- Mode PigmentBoost,
- Dermatoscope de poche,
- Grossissement 10x,
- Garantie 5 ans.

LES MODÈLES


Réf	Modèle
DL 0301	Dermatoscope DermLite DL3N

Accessoires

DL 0090	Adaptateur universel pour smartphone
DL 0070	Adaptateur photos pour iPhone X/XS
DL 0080	Adaptateur photos pour iPhone XR
DL 0083	Adaptateur photos pour iPhone 11
DL 0085	Adaptateur photos pour iPhone 11 Pro
DL 0084	Adaptateur photos pour iPhone 12
DL 0086	Adaptateur photos pour iPhone 12 Pro
DL 0087	Adaptateur photos pour iPhone 13
DL 0088	Adaptateur photos pour iPhone 13 Pro

LIENS À CONNAÎTRE

Page produit



Page produit

[DL3N - Dermatoscope de Poche - Grossissement 10x - DermLite](#)