

## DESCRIPTION

### **Dermatoscope DermLite DL4, la vision la plus raffinée en dermoscopie.**

DermLite DL4 : Dermatoscope de poche compatible avec votre smartphone grâce à sa bague d'adaptation.

- Optique de Ø30mm,
- Grossissement de 10x,
- Dermatoscope polarisé et non polarisé avec 24 Leds,
- Oculaire magnétique pour smartphone,
- Technologie PigmentBoost™ (Correction des couleurs et distorsion).
- Garantie 10 ans.



## LES MODÈLES

Réf	Modèle
DL 0400	Dermatoscope DermLite DL4

### Accessoires

DL 0025	IceCap pour DL4
DL 0020	MCC, pince magnétique de connexion
DL 0090	Adaptateur universel pour smartphone
DL 0070	Adaptateur photos pour iPhone X/XS
DL 0080	Adaptateur photos pour iPhone XR
DL 0083	Adaptateur photos pour iPhone 11
DL 0085	Adaptateur photos pour iPhone 11 Pro
DL 0084	Adaptateur photos pour iPhone 12
DL 0086	Adaptateur photos pour iPhone 12 Pro
DL 0087	Adaptateur photos pour iPhone 13
DL 0088	Adaptateur photos pour iPhone 13 Pro



## LIENS À CONNAÎTRE

### Vidéo



### Page produit

[DL4 - Dermatoscope - Ø30mm - DermLite](#)