

**DESCRIPTION****Dermatoscope Dermlite DL4W, un objectif plus grand, un emballage plus petit.**

Le Dermlite DL4W est un dermatoscope de poche compatible avec votre smartphone grâce à sa bague d'adaptation.

- ◻ Lumière UV,
- ◻ Grossissement de 10x,
- ◻ Eclairage polarisé/non polarisé plus lumineux,
- ◻ Oculaire magnétique pour smartphone,
- ◻ Technologie PigmentBoost™ (Correction des couleurs et distorsion)
- ◻ Garantie 10 ans.

**LES MODÈLES**

Réf	Modèle
DL 0404	Dermatoscope Dermlite DL4W

**Accessoires**

DL 0025	IceCap pour DL4
DL 0020	MCC, pince magnétique de connexion
DL 0090	Adaptateur universel pour smartphone
DL 0070	Adaptateur photos pour iPhone X/XS
DL 0080	Adaptateur photos pour iPhone XR
DL 0083	Adaptateur photos pour iPhone 11
DL 0085	Adaptateur photos pour iPhone 11 Pro
DL 0084	Adaptateur photos pour iPhone 12
DL 0086	Adaptateur photos pour iPhone 12 Pro
DL 0087	Adaptateur photos pour iPhone 13
DL 0088	Adaptateur photos pour iPhone 13 Pro

**LIENS À CONNAÎTRE****Page produit**

[DL4W - Dermatoscope - Lumière Wood - Dermlite](#)

