



DESCRIPTION

Dermatoscope Dermlite DL5, le premier avec système polarisant variable

- 4 modes : polarisé, non polarisé, polarisation variable et uv,
- Mode UV 365 nm - PigmentBoost pour la visualisation des lésions pigmentées,
- Objectif de 32 mm de diamètre,
- Grossissement x10,
- 9 niveaux de luminosité,
- Mode torche,
- Livré avec:
 - câble de charge USB de 2 m,
 - chargeur de table,
 - oculaire magnétique,
 - adaptateur pour appareil mobile MCC,
 - étui de ceinture en cuir,
 - étui de ceinture en plastique,
 - règle en acier,
 - 5 IceCaps,
 - chiffon en microfibre
- Garantie 10 ans.



LES MODÈLES

Réf	Modèle
DL 0500	Dermatoscope Dermlite DL5

Accessoires

DL 0510	Chargeur de table
DL 0520	IceCap pour DL5
DL 0530	Petit embout de contact
DL 0020	MCC, pince magnétique de connexion
DL 0090	Adaptateur universel pour smartphone
DL 0070	Adaptateur photos pour iPhone X/XS
DL 0080	Adaptateur photos pour iPhone XR
DL 0083	Adaptateur photos pour iPhone 11
DL 0085	Adaptateur photos pour iPhone 11 Pro
DL 0084	Adaptateur photos pour iPhone 12
DL 0086	Adaptateur photos pour iPhone 12 Pro
DL 0087	Adaptateur photos pour iPhone 13
DL 0088	Adaptateur photos pour iPhone 13 Pro



LIENS À CONNAÎTRE

Page produit

[DL5 - Dermatoscope avec chargeur de table - Dermlite](#)

LIENS À CONNAÎTRE

Vidéo



[DL5 - Utilisation du dermatoscope](#)



[DL5 - Utilisation du dermatoscope et de ses accessoires](#)

Page produit

[DL5 - Dermatoscope avec chargeur de table - Dermlite](#)

